

お得意先各位

ニュートリー株式会社

## 「PG 電動ポンプ Q」 製品表示及び AC アダプタ形状変更のご案内

謹啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、2022年12月より販売を開始いたしました「PG 電動ポンプ Q」につきまして、製品表示及び AC アダプタ形状の変更を行うこととなりました。詳細を下記の通りご案内申し上げます。


今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記


1. 製品名  
PG 電動ポンプ Q (商品コード:A60302)
2. 変更点  
製品本体及び個装箱表示  
発売元  
AC アダプタの形状変更

3. 主な変更点  
●製品本体表示




社名ロゴを変更

- 製品本体底面表示




1. AC アダプタの変更に伴い 10VA → 7VAへ変更
2. 単位の変更
3. 専用 AC アダプタ使用時型名を変更
4. 「EMC 適合」を削除

- 専用 AC アダプタ



プラグ形状の口径を  $\Phi 5.5 \rightarrow \Phi 4.0$  へ変更  
(現行品と変更品との互換性はございませんので、使用切り替え時ご注意ください。)

● 個装箱表示



1. 社名ロゴを変更
2. 発売元を変更
3. お問い合わせ先を変更
4. 「添付文書」を削除
5. 商品コード、JANコードを変更\*

4. 各種コード ※以下のコードへ変更となります。

現行 (テルモ社コード)			変更後		
商品コード		JANコード	商品コード		JANコード
PE-PR40DP	台	4987350 611390	A60302	台	4934989 611390

5. 発売元

現行	変更後
テルモ株式会社 東京都渋谷区幡ヶ谷 2 丁目 44 番 1 号	ニュートリー株式会社 三重県四日市市富士町 1-122

6. 変更品初回シリアル番号

24010001~24011000

7. 変更品弊社出荷時期

2024年5月下旬頃

8. 備考

医療機器届出番号、医療機器クラス分類、規格、サイズ等に変更はございません。

以上

<お問い合わせ先>

ニュートリー株式会社 / TEL: 0120-219-038

営業時間: 9:00~17:00 (土日・祝日・年末年始・お盆を除く)

E-mail: info@nutri.co.jp URL: https://www.nutri.co.jp