

経腸栄養注入セット
EJ連結チューブⅡ

(ISO 80369-3 タイプ)

滅菌済み

DEHP
フリー

オスコネクタ



相互接続防止
コネクタ

メスコネクタ



仕様

一般的名称:経腸栄養注入セット

医療機器届出番号:34B1X00001000118

医療機器クラス分類:クラスI(一般医療機器)

ISO80369-3対応

商品コード	チューブ径(内径)	チューブ長	包装単位	JANコード
A60300	4.7mm	30cm	10本/箱	4934989 135094
A60301	4.7mm	60cm	10本/箱	4934989 135131

〈使用上の注意〉

- ご使用の際は、電子化された添付文書をよく読んでから使用してください。
- 使用は一回限りとし、使用後は直ちに廃棄してください。
- 包装が破損、汚染している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないでください。
- 水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管してください。

NÜTRI: ニュートリー株式会社

本社 / 〒510-0013 三重県四日市市富士町1-122

お問い合わせ先 TEL.0120-219-038 <https://www.nutri.co.jp>



PT5 2023年4月作成 [61_0186]

* 6 1 0 1 8 6 P T 5 *