

NÜTRI:

ソフトシアシリーズのスタンドパックが
BOXタイプに変わります。



使いやすさを追求した容器

イノボックス
innobox[®]が登場します。

BOX
タイプ

詰め替え
不要

ワンタッチ
オープン

簡単
計量



イノボックス
innobox[®]とは? 「innovation(革新)」と「box」を掛け合わせた造語。

とろみ材やゲル化材専用の新型容器です。

「本体」に「専用フタ」をセットすることで、innobox[®]として完成します!

＼ 嚥下食づくりで忙しいあなたをサポートする ／

イノボックス innobox®の使いやすさ、4つのポイント。

BOX タイプ

転倒しにくいBOXタイプ。
片手で持ちやすい!



詰め替え 不要

タッパーに移し替える作業が
なくなり、手間いらず!



ワンタッチ オープン

調理中でも
指1本で簡単オープン!



簡単 計量

10ccの計量スプーンとすりきり棒で
サッと計量!

※専用フタの内側に計量スプーンが付いています。



専用フタ



本体

イノボックス innobox®の組み立て方

本体のトップシールをはがし、専用フタの両端を広げながら、
カチッと音がするまで、しっかりとセットしてください。
専用フタは繰り返しお使いいただけます。

【専用フタ】 サービス品のため、購入時にはセットされておりません。
必要な数量をお申し付けください。

【本 体】 ソフトシアシリーズのスタンドパック全7種に採用しています。



ソフトシア S



ソフトシア SUPER S



ソフトシア 1 SOL



ソフトシア G



ソフトシア U



ソフトシア R



ソフトシア 2 GEL

NÜTRI: ニュートリー株式会社

本 社 / 〒510-0013 三重県四日市市富士町1-122

東京支店 / 〒104-0033 東京都中央区新川2-1-5 THE WALL 4F

<http://www.nutri.co.jp> e-mail info@nutri.co.jp

お問い合わせ先 TEL.03-3206-0107(代)

P36 2017年1月作成 ASP 55_0050